

INSTRUCCIONES DE USO DE GUANTES CRYO-GLOVES



INSTRUCCIONES

Tempshield

Fecha de publicación: 13/12/99

Cryo-Gloves satisfacen todos los requisitos básicos de salud y seguridad de la Normativa PPE (Equipo para Protección Personal). Estos guantes han sido ergonómicamente diseñados, no presentan de riesgos ni factores que causen molestias; no contienen materiales que se sepa causan alergias o riesgos para la salud, y se pueden llevar con comodidad durante largos períodos.

Declaración de uso:

Los guantes criogénicos protectores de capas múltiples Cryo-Gloves han sido diseñados para proporcionar un alto grado de protección a manos y brazos contra temperaturas sumamente frías, tanto en atmósferas frías como ante la transmisión del frío a través del contacto directo con objetos fríos. Los guantes se han diseñado para utilizarse en diversas aplicaciones y bajo una amplia variedad de condiciones.

Para máximo rendimiento, y para poderse los quitar rápidamente en una situación peligrosa, los guantes deben quedar holgados.

Cuando se trabaje con líquidos criogénicos, se deberán utilizar guantes Cryo-Gloves impermeables.

Un ajuste correcto contribuye al buen rendimiento del producto (el ajuste apretado da lugar a pérdida térmica).

Para una aplicación específica, seleccione al largo apropiado para su guante.

Inspeccione periódicamente la condición de sus guantes y reemplace los que muestren un uso o desgaste excesivo.

Limitaciones de uso:

La máxima duración de la exposición a temperaturas alta-frías depende de numerosas variables entre las que se cuentan las condiciones atmosféricas, la tarea o trabajo que se realiza y de la fisiología del usuario. El flujo térmico transmitido a través del guante es lo suficientemente bajo como para darle tiempo suficiente al usuario para retirarse del peligro.

Advertencia: No sumergir los guantes el líquido criogénico.

Instrucciones de conservación y lavado:

Almacenar en un lugar seco y limpio.

No lavar o secar a máquina

Los guantes Cryo-Gloves no se han sometido a prueba de lavado en la CE.

Desinfección: Los guantes Cryo-Gloves pueden esterilizarse al autoclave

Empaquetado:

Los guantes Cryo-Gloves vienen empaquetados en pares y en bolsas de polietileno.

Para el envío de pares individuales de guantes se emplea una caja de cartón fabricada para satisfacer todos los requisitos aplicables para embarques.

ESTAS INSTRUCCIONES HAN SIDO EXTRAÍDAS por la Unidad de Prevención de Riesgos de la Universidad de Zaragoza DEL FOLLETO QUE DISTRIBUYE EL FABRICANTE CON EL EQUIPO DE PROTECCIÓN utilizando los datos proporcionados por el mismo, no siendo responsabilidad del fabricante cualquier error en su redacción.